

NOVOLA DUO 6


NOVOLA DUO 6 STAR

- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- подходит в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx2300xxxx.



| Модель № | | 254/ 255 |
|---|--|--------------------|
| Внешняя длина | a | 2100 мм |
| Внешняя ширина | b | 800 мм |
| Глубина | c | 440 мм |
| Внутренняя длина (вверху) | d | 1686 мм |
| Внутренняя длина (внизу) | e | 1368 мм |
| Внутренняя ширина (вверху) | f ₁ ; f ₂ | 614; 680 мм |
| Внутренняя ширина (внизу) | g | 422 мм |
| Высота с ножками | h | 565-590 мм |
| Высота граней | i | 32 мм |
| Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия | j | 70 мм |
| Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия | k | 1050 мм |
| Диаметр переливного отверстия | l | 52 мм |
| Диаметр сливного отверстия | m | 52 мм |
| Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания | n | 640 мм |
| Расстояние между ножками | o | 760 мм |
| Максимальная ширина основания | p | 500 мм |
| Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 255) | q | 900 мм |
| Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 255) | r | 1215 мм |
| Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) | s ₁ ; s ₂ ; s ₄ | 207; 60; 90; 60 мм |
| Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий | u | 338 мм |
| Монтажные размеры | w | 1460 мм |
| Длина полукруга | x | 1499 мм |
| Фаска | y | 390 мм |
| Длина сторон | z ₁ ; z ₂ | 565; 1320 мм |
| Полезный объем в литрах** | | 197 |
| Вес эмалированной ванны, в кг | | 55 |
| Антислип | | ∅ 435 мм |
| Полный антислип | | 900 x 300 мм |

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI